


TROYER IN PILE E.S.MOTION 2020*



Proposte di posizionamento Troyer in pile e.s.motion 2020		Misure standard (Larghezza x altezza in cm)		
N.	Posizionamento	Ricamo diretto	Stemma ricamato	Incisione laser ^{a)}
7	Cucitura spalla anteriore sinistra ^{b)}	10 x 2	—	posizionamento personalizzabile anche sopra cerniere e cuciture
22	Cucitura spalla anteriore destra ^{b)}	10 x 2	—	
23	Laterale a destra	3 x 22	—	
26	Braccio destro	10 x 4,5	10 x 10	
36	Cucitura spalla posteriore sinistra ^{b)}	10 x 2	—	
40	Cucitura spalla posteriore destra ^{b)}	10 x 2	—	
43	Schiena, centrale	25 x 15	—	
45	Schiena sopra orlo/bordo centrale	22 x 3	—	
83	Falda schiena centrale	22 x 3	—	
84	Schiena laterale a sinistra	3 x 22	—	
85	Schiena laterale a destra	3 x 22	—	
87	Schiena centrale sotto falda/cucitura ^{b)}	22 x 3	—	
95	lato destro del petto sotto cucitura ^{b)}	10 x 4,5	10 x 10	
96	lato destro del petto sopra cucitura ^{b)}	10 x 4,5	10 x 10	
101	Parte posteriore a sinistra sopra orlo/bordo	10 x 4,5	—	
102	Parte posteriore a destra sopra orlo/bordo	10 x 4,5	—	
103	Inserto spalla a sinistra anteriore ^{b)}	10 x 2	—	
104	Inserto spalla a destra anteriore ^{b)}	10 x 2	—	
111	Inserto schiena centrale ^{b)}	10 x 2	—	

^{a)} Sconsigliato su articoli bianchi e neri.

^{b)} Il motivo è collocato parallelamente alla cucitura/trasversalmente.

*Esempio di colore/applicazione di pubblicità possibile su tutti i colori articolo!
L'immagine è meramente illustrativa.