

TROYER FUNZ. THERMO STRETCH E.S.CONCRETE, BAMBINO*



Proposte di posizionamento Troyer funz. thermo stretch e.s.concrete, bambino		Misure standard (Larghezza x altezza in cm)		
N.	Posizionamento	Ricamo diretto	Stemma ricamato	Stampa a trasferimento
32	Petto, centrale	—	10 x 5	10 x 5
87	Schiena centrale sotto falda/cucitura	10 x 8	10 x 8	10 x 8

*Esempio di colore/applicazione di pubblicità possibile su tutti i colori articolo!
L'immagine è meramente illustrativa.