

# TROYER FUNZIONALE THERMO STRETCH E.S.CONCRETE\*



Proposte di posizionamento Troyer funzionale thermo stretch e.s.concrete		Misure standard (Larghezza x altezza in cm)		
N.	Posizionamento	Ricamo diretto	Stemma ricamato	Stampa a trasferimento
26	Braccio destro	10 x 4,5	10 x 5	10 x 10
32	Petto, centrale	10 x 4,5	10 x 5	20 x 10
44	Collo, centrale	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
83	Falda schiena centrale	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
87	Schiena centrale sotto falda/cucitura	22 x 3	20 x 5	25 x 5
91	braccio destro verticale	—	—	5 x 20
99	Manica destra verticale centrale	—	—	5 x 20
157	Collo, centrale	—	—	10 x 3

\*Esempio di colore/applicazione di pubblicità possibile su tutti i colori articolo!  
L'immagine è meramente illustrativa.