

# GILET THERMAFLOR E.S.DYNASHIELD\*



Proposte di posizionamento Gilet thermaflor e.s.dynashield		Misure standard (Larghezza x altezza in cm)		
N.	Posizionamento	Ricamo diretto	Stemma ricamato	Stampa a trasferimento
2	Taschino sinistro	—	—	8 x 8
45	Schiena sopra orlo/bordo centrale	22 x 3	—	20 x 5
84	Schiena laterale a sinistra	3 x 22	—	5 x 25
85	Schiena laterale a destra	3 x 22	—	5 x 25
87	Schiena centrale sotto falda/cucitura	20 x 10	20 x 10	20 x 20
95	lato destro del petto sotto cucitura <sup>3)</sup>	10 x 4,5	10 x 5	10 x 10

<sup>3)</sup>Nel motivo può essere leggermente visibile il tipo di tessuto.

\*Esempio di colore/applicazione di pubblicità possibile su tutti i colori articolo!  
L'immagine è meramente illustrativa.