

# SALOPETTE E.S.MOTION\*



Proposte di posizionamento Salopette e.s.motion		Misure standard (Larghezza x altezza in cm)		
N.	Posizionamento	Ricamo diretto	Stemma ricamato	Stampa a trasferimento
48	Tasca sinistra pantaloni	—	10 x 3	10 x 3
49	Coscia sinistra verticale	3 x 22	—	5 x 25
52	Patta sinistra tasca sulla coscia	10 x 2	10 x 2	—
54	A sinistra sopra il ginocchio	—	5 x 5	5 x 5
55	Patta tasca imbottitura ginocchia sinistra	10 x 3	10 x 3	10 x 3
56	Tibia sinistra	—	—	5 x 10
58	Coscia destra verticale	3 x 22	—	10 x 25
59	Sotto tasca destra pantaloni	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
60	A destra sopra il ginocchio	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
		Proposte di posizionamento Salopette e.s.motion		
N.	Posizionamento	Ricamo diretto	Stemma ricamato	Stampa a trasferimento
62	Tibia destra	—	—	5 x 10
66	Tasca posteriore sinistra	—	10 x 5	—
68	Polpaccio sinistro	—	—	5 x 25
72	Polpaccio destro	—	—	5 x 25
74	Tasca pettorina	10 x 4,5 <sup>a)</sup>	6 x 6	10 x 9
75	Sopra tasca pettorina	10 x 2,5	10 x 2	10 x 2
77	Connettore pettorina e bretelle	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
126	sulla tibia sinistra, parallelamente alla cucitura	—	—	6 x 20
127	sulla tibia destra, parallelamente alla cucitura	—	—	6 x 20

<sup>a)</sup> Il posizionamento è possibile solo dalla taglia articolo 48, 102.

\*Esempio di colore/applicazione di pubblicità possibile su tutti i colori articolo! L'immagine è meramente illustrativa.