

# TROYER FUNZIONALE THERMO STRETCH E.S.MOTION 2020\*



Proposte di posizionamento Troyer funzionale thermo stretch e.s.motion 2020		Misure standard (Larghezza x altezza in cm)			
N.	Posizionamento	Ricamo diretto	Stemma ricamato	Stampa a trasferimento	Incisione laser <sup>3)</sup>
1	Lato sinistro del petto	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	posizionamento personalizzabile anche sopra cerniere e cuciture
7	Cucitura spalla anteriore sinistra	5 x 2	10 x 2	10 x 2	
16	Lato destro del petto	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	
22	Cucitura spalla anteriore destra	5 x 2	10 x 2	10 x 2	
35	Scapola sinistra	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5	
39	Scapola destra	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5	
43	Schiena, centrale	25 x 10	25 x 10	25 x 25	
44	Collo, centrale	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5	
45	Schiena sopra orlo/bordo centrale	—	—	30 x 10	
84	Schiena laterale a sinistra	3 x 22	—	10 x 30	
85	Schiena laterale a destra	3 x 22	—	10 x 30	

<sup>3)</sup> Sconsigliato su articoli bianchi e neri.

\*Esempio di colore/applicazione di pubblicità possibile su tutti i colori articolo!  
L'immagine è meramente illustrativa.